

精度管理一覧【2026年度 第1版】

熊本再春医療センター 治験管理室

	証明書	認定期間
検査室(外部認証)	①一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会(2025) ②社団法人 日本医師会(R7年度 第59回) ③財団法人 日本医療機能評価機構	① 2025/8/27 ② 2025/2/16 ③ 2023.3.17~2028.3.16

保証期限	機器名	メーカー(型番)	設置場所	管理方法
保証期限 2027/3/2	1 体温計	テルモ電子体温計C207 2本		使用前点検を実施し記録を残す。また、保証期間内に買い換える
保証期限 2027/3/2	2 血圧計	テルモ 電子血圧計H56(コード番号:ES-H56)	診察室7番 (治験用)	
保証期限 2026/6/14	3 パルスオキシメーター	コニカミノルタ PULSOX -Neo		
計量法 2025/11/05-06 実施済 今回は2027年秋	4 身長・体重計	電気抵抗線式はかり 器物番号7264 KANSAI SEIKI KA-510	外来待合C	使用前作動点検の実施し記録を残す。 業者点検:計量法に従って隔年秋に定期点検
		電気抵抗線式はかり 器物番号19100125 TANITA(車椅子用)PW-650A	外来(廊下)	
		電気抵抗線式はかり seca 器物番号1285006148550	外来待合D	
	電気抵抗線式はかり (体重のみ) 器物番号P2402240 AD-6107P	外来待合B		
	5 身長・体重計 【小児科】	電気抵抗線式はかり seca 器物番号1285338148635	小児科	
	6 検体保管用 冷蔵庫	福島工業(株)FMS-F	検査室	保証期間内の温度計を用い、最高・最低温度を目視で確認し記録を残す(平日のみ)。万一機器故障が発生した場合には修理を依頼し、検体を院内他の機器へ移動させ温度を記録する。
保証期限 2026/7/31	温度計	(株)佐藤計量器 PC-3510		
	7 検体保管用 冷凍庫	Panasonic(MDF-237-PJ)「イオメディカルフリーザー」	検査室	検査室の温度チェックLogあり(平日のみ)。 治験検体保管時には保証期間内の温度計を用い、最高・最低温度を目視で確認し記録を残す(平日のみ)。万一機器故障が発生した場合には修理を依頼し、検体を院内他の機器へ移動させ温度を記録する。
保証期限 2026/7/31	温度計	(株)佐藤計量器 PC-3510		
	8 検体保管用 DeepFreezer	SANYO ULTRA LOW	細菌室	検査科の温度チェックLogあり(平日のみ)。 治験検体保管時には保証期間内の温度計を用い、最高・最低温度を目視で確認し記録を残す(平日のみ)。万一機器故障が発生した場合には修理を依頼し、検体を院内他の機器へ移動させ温度を記録する。
保証期限 2026/7/31	温度計	アズワン データロガーおんどり Jr. TR45		
最終点検日 2025/12/11	9 遠心分離機	KUBOTA Model 5911	検査室	始動時に点検を実施し記録を残す。異常時は点検・修理を依頼する。 年1回の保守点検を実施。
	10 薬剤保管用 冷蔵庫①	Panasonic(MPR-514-PJ)	薬剤部 治験薬保管 庫	本体アラームあり、異常時点検・修理依頼する。治験薬保管時は保証期間内の温度計を用い、最高・最低温度を目視で確認し記録を残す(②③平日のみ)。尚、当院の手順を上回る品質確保が必要な場合には、各試験依頼者と協議し、規定外事項を決定する。
	11 薬剤保管用 冷蔵庫②	SANYO(MPR-214F)		
	12 薬剤保管用 冷蔵庫③	SANYO(MPR-214FS)		
保証期限 2026/12/20	13 治験薬常温保管庫	温度計: testo174T (0572.1560)		保証期間内の温度計を用い、最高・最低温度を目視で確認し記録を残す。 定期的(3か月程度)にデータ抽出し、上記と共に保管。
最終点検日 2025/8/26	14 X線	■島津製作所: Red Speed Pro CM pack ◆FUJIFILM: CALNEO Smart C12、S47、S77 PT(臥位)/PU C(立位)	放射線科 1室	始業・終業時に毎日点検しPC内にLogあり。 年に1回スポット点検。点検報告書あり
最終点検日 2025/11/10	15 CT	SIEMENS SOMATOM Definition Edge	放射線科	定期点検 年2回。点検後の報告書あり。
最終点検日 2026/1/26	16 MRI	Philips(Ingenia 1.5T)	放射線科	定期点検 年2回。点検後の報告書あり。
最終点検日 2025/4/2	17 心電計	フクダ電子 FCP-9800	検査室	始業時および実施に校正確認。定期点検 年1回、点検後の報告書あり。
	18 スパイロメーター	CHEST CHESTAC8900	検査室	肺機能制度管理検証表の手順に沿って、月1回点検し記録あり。